

2019年8月

お客様各位



株式会社アビス  
兵庫県揖保郡太子町佐用岡 471-1  
TEL: 079-275-1188  
FAX: 079-275-1200

### 「ミニプルスルー」仕様変更のご案内

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社取扱製品、「ミニプルスルー」に関しまして、この度製品性能の向上を目的とし製品仕様が変更となりますことをご報告致します。尚、これに伴う各製品番号及び、価格などに変更はございません。

※本案内文書は弊社ホームページからダウンロード可能です。: URL: <http://info-abis.co.jp/>

#### 変更対象品番

・ ZZSB1426+180+0+2200, ZZ1426+1+SPUP+2200, 1426+60+NC+2200

(ミニプルスルー補充パック、ミニプルスルースタビーパック、ミニプルスルーカセット付き)

#### 変更箇所

この度、内視鏡への挿入時におけるシース折れ曲がり及びチャンネル壁損傷リスクの抑制、また適応外チャンネルサイズへの誤挿入防止を目的とし、ミニプルスルー製品の仕様を下記の通り変更致しました。

- ・ 挿入部先端に保護用及びご挿入防止用バンブを装着
- ・ シース部分を従来品より硬いものに変更



この変更は今後、旧品番の弊社国内在庫が無くなり次第、順次適応とさせていただきます。突然のことで大変恐縮ではございますが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

今後とも、変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

敬具