

A315
SEEK UNIQUE

The AP COVER is simple yet designed to provide easy to set, preventing infection from Aerosol, and allowing the doctor can take control of the endoscopes without any of stress. This product has produced to aim to protect all of the medical professionals from any of the viruses spread with aerosol such as influenza and coronavirus known as COVID-19 during an upper endoscopy procedure. The cover fully protects the physicians and the medical workers around the patient. There are two slit holes on the sheat both for left and right so that the physician can insert the endoscope easily and safety, also from the slit on the upper part of the sheat, a medical worker can access the patient directly to assist the patient. Since it's not a box, you can put the kit anywhere you want and it's not required much space for storage.



FOR UPPER
ENDOSCOPY

エアロゾル感染防護キット

AP COVER

Aerosol Protect Cover for Upper Endoscopy

AP COVER


Aerosol Protect Cover for Upper Endoscopy

上部内視鏡検査中のエアロゾル/飛沫感染から術者とスタッフを守ること。内視鏡操作・介助を阻害しない、収納場所も取らずコスト負担を抑える。いずれにも妥協しない、安心して内視鏡検査が行える環境を提供する。その想いを込めてアビスはAP COVERを開発しました。



Fully Protect The Medical Professionals

エアロゾル/飛沫感染を防ぎながら内視鏡操作と介助を妨げない構造です。十分な空間とポリエチレンに開けたスリットは違和感のない内視鏡操作と介助を可能にし、内視鏡を傷めることもありません。



Disposal & Autoclavable

ポリエチレン製カバー部はディスポーザブル仕様。ご使用後の洗浄/消毒の煩わしさがなく検査や処置に専念頂けます。ステンレスフレームはオートクレーブ滅菌対応。コストの負担を抑えます。



Easy to build and storage

組み立て式フレームとディスポーザブルカバーのみの構成です。収納用の特別なスペースを必要としません。

監修：昭和大学横浜市北部病院消化器センター

製品特長や組み立て方法の動画を
ABIS Info & Communityで公開しています。



ABIS Info & Communityは医療関係者の方々へ製品情報をお伝えしSNS機能で皆様をつなぐ無料会員制コミュニティサイトです。

ABIS
Info & Community

Join Us
Today!!



<https://www.amp.info-abis.co.jp/amp>

製品構成

パーツ	品番	入数	組み立て後サイズ			
フレーム	AP001	1セット	全体幅	内幅	奥行	高さ
カバー	AP002-200	200枚/箱	480mm	400mm	310mm	350mm

注意
本カタログに記載しました商品の仕様・包装等につきましては、事前の予告なしに変更する場合があります。本品のご使用に際しては、添付されている取扱説明書を必ずお読み下さい。

発売元：株式会社 **アビス**

兵庫県揖保郡太子町佐用岡471-1
TEL 079-275-1188 FAX 079-275-1200
web : <https://info-abis.co.jp>